


# Implante conexión externa SHe

El implante SHe, gracias a su diseño cilíndrico y el perfil de su rosca, facilita la colocación y permite una excelente estabilidad primaria en todo tipo de situaciones y huesos en los que el volumen óseo disponible sea el adecuado.

## Características.

- Implante autoroscante cilíndrico
- Conexión hexagonal externa
- Cuello pulido
- Ápice redondeado
- Superficie tratada (Blasting + Grabado ácido)
- Presentado en envase estéril. Con montador tres en uno y sin montador.
- Amplia variedad de soluciones protésicas.



## Medidas:

### Ø3,45



IE.3510

Implante Ø3,45x10 SHe  
Plataforma Ø3,45



IE.3511

Implante Ø3,45x11,5 SHe  
Plataforma Ø3,45



IE.3513

Implante Ø3,45x13 SHe  
Plataforma Ø3,45



IE.3515

Implante Ø3,45x15 SHe  
Plataforma Ø3,45

### Ø3,75



IE.3708

Implante Ø3,75x8 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.3710

Implante Ø3,75x10 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.3711

Implante Ø3,75x11,5 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.3713

Implante Ø3,75x13 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.3715

Implante Ø3,75x15 SHe  
Plataforma Ø4,00

### Ø4,00



IE.4008

Implante Ø4,00x8 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.4010

Implante Ø4,00x10 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.4011

Implante Ø4,00x11,5 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.4013

Implante Ø4,00x13 SHe  
Plataforma Ø4,00



IE.4015

Implante Ø4,00x15 SHe  
Plataforma Ø4,00

### Ø4,75



IE.4708

Implante Ø4,75x8 SHe  
Plataforma Ø5,00



IE.4710

Implante Ø4,75x10 SHe  
Plataforma Ø5,00



IE.4711

Implante Ø4,75x11,5 SHe  
Plataforma Ø5,00



IE.4713


Implante Ø4,75x13 SHe  
Plataforma Ø5,00



IE.4715

Implante Ø4,75x15 SHe  
Plataforma Ø5,00


SIN MONTADOR



Contenido:

1. Implante
2. Tapa de implante

CON MONTADOR



Contenido:


1. Implante
2. Tapa de implante
3. Montura tres en uno

COLOCACIÓN

Instrumental básico para la colocación:

- |  |        |   |           |
|--|--------|---|-----------|
| 1. Fresa lanza 2,00 mm                 | F.0001 | 11. Montador de implantes para llave cricket o contra-angulo imp. Ø3,45 | DAI.040.M |
| 2. Fresa helicoidal dos fillos Ø2,00   | F.0002 | 12. Montador de implantes para llave cricket o contra-angulo imp. Ø4/5  | DCI.040.M |
| 3. Fresa piloto 2/3                    | F.0022 | 13. Paralelizador recto   | DAI.035.M |
| 4. Fresa helicoidal dos fillos Ø3,00   | F.0005 | 14. Llave cricket   | DCI.035.M |
| 5. Fresa helicoidal tres fillos Ø3,15  | F.0006 | 15. Destornillador manual giratorio hexagonal 0,050" largo              | H.0024    |
| 6. Fresa helicoidal tres fillos Ø3,30  | F.0007 |   | H.0006    |
| 7. Fresa helicoidal tres fillos Ø3,50  | F.0008 |   |           |
| 8. Fresa helicoidal tres fillos Ø3,80  | F.0009 |   |           |
| 9. Fresa helicoidal tres fillos Ø4,30  | F.0010 |   |           |
| 10. Fresa helicoidal tres fillos Ø4,50 | F.0011 |   |           |

Protocolo de fresado:



NOTA: \*Utilizar en hueso tipo I y II - Utilizar avellanador si la situación lo requiere.